

LIGHT DRIVE



Categoria: NEUROMUSCOLARE ADULTO | PARAPLEGIA | TETRAPLEGIA | TRAUMA CRANICO

Attraverso il sistema di propulsione Light Drive è possibile motorizzare la propria carrozzina manuale e controllarla attraverso un joystick, sfruttando la maneggevolezza, il peso e le dimensioni di una carrozzina manuale e la potenza di una carrozzina elettrica.

GALLERIA IMMAGINI



DESCRIZIONE PRODOTTO

Facilmente applicabile ad ogni carrozzina

Disponibile per larghezza di seduta carrozzina pediatriche. Il sistema è telescopico, quindi utilizzabile su diverse carrozzine. L'applicazione del sistema non comporta modifiche o l'aggiunta di accessori quindi, una volta sganciato, la carrozzina mantiene inalterati peso, caratteristiche, funzionalità ed assetto.

Trasforma la tua carrozzina manuale in elettronica in pochi secondi

Light Drive è costituito da 3 elementi: Gruppo motori e joystick, batteria e antiribaltamento, e può essere applicato in modo totalmente autonomo con poche e semplici operazioni. Una volta scollegato il Light Drive dalla carrozzina, questa riacquista tutte le sue caratteristiche originarie. La centralina è programmabile per adattarsi alle necessità degli utenti e può raggiungere la velocità di 10 km/h. E' possibile sbloccare la frizione e utilizzare la carrozzina in modalità manuale.

Caratteristiche

Semplice e veloce da installare, estremamente semplice da utilizzare. Non è necessario il trasferimento per collegare e scollegare il sistema. Possibilità di installazione su diverse tipologie di carrozzine: leggere e superleggere. Solo con ruote pneumatiche. Disponibile con due diverse potenze di motore: età evolutiva 71,5 W (consigliato fino 35 kg) e da adulto 130 W.

DATI TECNICI

DATI TECNICI	
LARGHEZZA SEDUTA CARROZZINA	A partire da 35 cm
POTENZA MOTORI	2 x 24v x 80w 2 x 24v x 100w
ELETTRONICA	VR2
AUTONOMIA	16 Km
VELOCITA' MASSIMA	10 Km/h
PENDENZA MASSIMA	20%
PORTATA MASSIMA	120 kg
PESO	8,4kg