

**Essential**



**Il materasso Essential offre una superficie di supporto di redistribuzione della pressione, pensato per l'ambiente domiciliare e residenziale. Il materasso Essential presenta una superficie con lavorazione longitudinale per garantire comfort all'utilizzatore ed è indicato per pazienti 'a rischio' di piaghe da decubito.**

- Lavorazione longitudinale
- Fodera in poliuretano traspirante e impermeabile
- Cerniera sui tre lati per una facile ispezione e pulizia
- Ignifugo
- Disponibile su richiesta anche la versione con altezza 15cm
- Lavorazione longitudinale per aumentare il comfort e garantire un valido aiuto nella distribuzione della pressione

Misure	Peso massimo utente	Articolo	Densità nominale (kg/m <sup>3</sup> )	Lavabile in lavatrice
200 x 88 x 12cm	110kg	1588614	32-34	80°



## Essential Visco



**Il materasso Essential Visco è una superficie di supporto che redistribuisce la pressione indicato per l'ambito domiciliare e residenziale. L'alta densità della schiuma in viscoelastico nella parte superiore, consente di adattarsi alla forma del corpo, rispondendo ai bisogni individuali di utilizzatori 'a rischio' di contrarre piaghe da decubito.**

- Strato superiore di schiuma in viscoelastico
- Fodera multielastica, traspirante e impermeabile ai liquidi
- Cerniera su tre lati per una facile ispezione e pulizia
- Base in schiuma per supportare lo strato superiore di visco elastico
- Ignifugo
- Disponibile su richiesta anche la versione con altezza 15cm

Misure	Peso massimo utente	Codice	Densità nominale (kg/m <sup>3</sup> )	Lavabile in lavatrice
200 x 88 x 12cm	110kg	1588538	32-34 Strato in visco 48-52	80°



Strato superiore in visco per un maggior comfort

- 1/ Un'assistenza infermieristica di base è un elemento chiave nella prevenzione delle piaghe da decubito. Questo materasso può contribuire positivamente all'interno di un piano di prevenzione delle ulcere da pressione. Formazione, valutazione clinica e pianificazione di attività basate sulla vulnerabilità sono fattori fondamentali nella gestione delle ulcere da pressione. Un ampio range di scale per la valutazione possono essere impiegate come metodo formale per stabilire il rischio di sviluppo di piaghe da decubito, e dovrebbero essere usate in combinazione con una valutazione informale (valutazione del personale infermieristico informato).
- 2/ Nel presente documento la categoria di rischio fa riferimento alla scala Waterlow



Questi materassi sono conformi a:  
EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS 7177: Crib Source 5  
Nr. Repertorio: **1390458/R**