

# REAL CHILD



Categoria: NEUROMUSCOLARE PEDIATRICO | PARALISI CEREBRALE INFANTILE

Seduta pediatrica modulare, segue la crescita e permette a bambini con disabilità funzionali e con necessità di supporto posturale di sedere in modo attivo davanti ad un tavolo.

## GALLERIA IMMAGINI



# DESCRIZIONE PRODOTTO

## Seduta attiva

La sedia può essere manuale oppure elettrica; è regolabile in altezza ed angolazione, basculante ed ha una base molto compatta; il freno è azionabile a mano o a pedale. **Portata massima 70 kg**

## Ricca di optional

Rispetto ad altri prodotti simili, permette di avere una postura ottimale grazie ai numerosi accessori che la rendono adattabile anche alle esigenze più complesse. Può avere lo schienale basso oppure alto e i braccioli possono essere o meno a compensazione. Garantisce massima stabilità e comfort. Ruote disponibili da 100 mm in versione standard, o da 125 mm e 150 mm come optional.

## Ampio range di misure e regolazioni

Real manuale ed elettrica: misura della base 43 cm x 53 cm Real mini: misura della base 43 cm x 48 cm Angolo seduta (Real manuale ed elettrica): + 15° / - 8°

## DATI TECNICI

RANGE DI REGOLAZIONE ALTEZZA	
STANDARD MANUALE	45 -65 cm
STANDARD ELETTRICA	47 - 75 cm
CON SEDUTA RIBASSATA - MANUALE	40 -54 cm
CON SEDUTA RIBASSATA - ELETTRICA	40 - 60 cm

SEDUTA	LARGH.X PROF.	SCHIENALE LARGH. X H.	BRACCIOLI
MINI (3-5 ANNI)	29 x 32 cm	Basso 23x20cm Alto 27x23cm	25 cm
CHILD (5-7 ANNI)	33 x 35 cm	Basso 27x22cm Alto 27x32cm	25 cm
CHILD (7-12 ANNI)	36 x 39 cm	Basso 30x26cm Alto 30x34cm	30 cm
JUNIOR (13-16 ANNI)	36 x 43 cm	Basso 27x22cm Alto 30x34cm	30 cm
JUNIOR (13-16 ANNI)	40 x 39 cm	Basso 33x26 cm Alto 33x36 cm	30 cm
JUNIOR (13-16 ANNI)	40 x 43 cm	Basso 33x26 cm Alto 33x36 cm	30 cm